



Ethades

Kleine oppervlaktes & handen

2

Productomschrijving:

Gebruiksklaar product voor het desinfecteren van kleine oppervlaktes en handen. Aangemeld en geregistreerd bij CTGB (14065 N), in Duitsland (N-38604) en België (7315B).

Toepassing:

Ethades is toegelaten als desinfectiemiddel voor het desinfecteren van kleine oppervlakken zoals keuken- en computerapparatuur, instrumenten, meubilair, sanitair, vitrines en machines. Kan toegepast worden in (sport) kantine, horeca, keukens, bakkerijen, slagerijen etc. Bestrijdt bacteriën, schimmels en virussen. Nooit direct in contact brengen met levensmiddelen.

Tevens is het product toegelaten voor gebruik als handdesinfectie in de gezondheidszorg, de voedings- en diervoedersector, de cosmetische industrie en in laboratoria;




Gebruiksaanwijzing en doseringen:

Het middel is een gebruiksklare vloeistof die onverdund gebruikt moet worden.


A. Gebruik voor handdesinfectie

Toepassen op schone en droge handen. Breng 3 ml Ethades aan op de handen. Wrijf de handen gedurende 30 seconden zorgvuldig over elkaar. Ook de vingertoppen, duimen, gebieden tussen de vingers en de polsen moeten grondig met het middel worden ingewreven. Zorg dat de handen gedurende de volledige inwerktijd van 30 seconden nat blijven. Daarna de handen goed laten drogen. **Minimale inwerktijd: 30 seconden.**



B. Gebruik als desinfectiemiddel voor kleine oppervlakken

Het middel is met name bestemd voor het behandelen van kleine oppervlakken (maximaal 0,5 m²) zoals keuken- en computerapparatuur, materialen, meubilair, sanitair, vitrines en machines. Het middel niet toepassen op oppervlakken die niet tegen alcoholische oplossingen bestand zijn. Te desinfecteren oppervlakken en materialen vooraf grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel en vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Het middel onverdund aanbrengen op de te desinfecteren oppervlakken. Zoveel vloeistof gebruiken (verbruik 40 - 50 ml middel per m²) dat de oppervlakken gedurende de gehele inwerktijd nat blijven. **Minimale inwerktijd: 30 seconden (Nederland), 5 minuten (bacteriën), 15 minuten (gisten) (België).**



Verpakkingen:

Sprayflacon 100 ml	15 stuks in een doos
Sprayflacon 1 liter	6 stuks in een doos
Jerrycan 5 liter	2 stuks in een doos

Technische eigenschappen:

Kleur	: Kleurloos
Geur	: Ongeparfumeerd
pH waarde	: 6,5

Veiligheid en opslag:

Voor meer informatie over opslag, transport en veiligheid verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.